

OpenTex®, die nicht resorbierbare PTFE-Membran

Die hochqualitative nicht resorbierbare **OpenTex® PTFE-Membran** verbindet Anwenderfreundlichkeit mit wirkungsvollem Schutz vor Entzündungen.



PTFE-Membranen dienen in der Oralchirurgie und Implantologie als wirkungsvolle, minimalinvasive und temporäre Barrieren bei vielen parodontalen und osären Defekten mit gesteuerter Knochen bzw. Geweberegeneration und werden bereits seit 1989 erfolgreich verwendet.

Die nicht resorbierbare **OpenTex® PTFE-Membran** verfügt über eine mikroporöse Struktur und kann extrem einfach eingesetzt und entfernt werden. Dabei funktioniert sie sowohl als Barriere gegen Bakterien als auch zum Schutz des Eingriffsareals sowie der Weichgewebsheilung.

Sie passt sich der Defektstelle an, ermöglicht die Nährstoffversorgung durch ihre Mikroporosität und ist extrem biokompatibel.



Empfohlene Barrierezeiten für die **OpenTex® PTFE-Membran**:

Offene Einheilung:
je nach Defektgröße
zwischen 3-5 Wochen

Geschlossene Einheilung:
je nach Defektgröße
zwischen 3-5 Monaten

OpenTex®

NON-RESORBABLE PTFE MEMBRANE

Produkteigenschaften:

- **nicht resorbierbar**
 - 100 % medizinisches Polytetrafluorethylen
 - bioinert und chemisch reaktionsarm
 - keine Unterbrechung des Heilprozesses
- **mikroporös**
 - durchlässig für interstitielle Gewebeflüssigkeit
 - unterstützt die Ansiedlung von gingivalem Gewebe
 - verhindert das Durchdringen von Fibroblasten und Bakterien
- **minimalinvasiv**
 - einfaches Entfernen
 - kein Erstverschluss notwendig, offene Einheilung
 - kein Risiko von Bakterienbefall wegen Exposition
- **widerstandsfähig gegen Exposition**
 - unterstützt die Geweberegeneration und neu entstandenes Gewebe
 - schafft ein geeignetes Milieu für die Vaskularisierung und Bildung von Knochenzellen
- **Stärke:** nur 0,16 mm


Indikationen:

- horizontaler Kieferkammaufbau
- Behandlung von Extraktionsalveolen, Fenestrationen und Dehiszenzen an Implantaten
- Schutz des Augmentats (auch bei simultaner Implantatinserterion)
- 2-3-wandige Knochendefekte
- Furkationsdefekte (Klasse II) und Rezessionsdefekte

►►► Preise und Größen auf der Rückseite

Folgende Darstellungen zeigen die Anwendung der OpenTex® Membran anhand von zwei Fallbeispielen.

Fallbeispiel 1:



1 Nicht resorbierbare PTFE-Membran
OpenTex®



2 Situ vor der Extraktion



3 Abdeckung mit OpenTex® Membran
Post-Op



4 Exponierte OpenTex® Membran



5 Situ fünf Wochen nach Entfernung

Fallbeispiel 2:



1 Positionierung der PTFE-Membran



2 Fixation durch Naht




3 zwei Wochen Post-OP



4 Einfache Entfernung der OpenTex®-Membran



5



6 Membran nach dem Entfernen



7 vier Wochen Post-OP



8 sechs Wochen Post-OP

Bestellfax

Lieferung ab 199,-* Bestellwert
VERSANDKOSTENFREI

Bitte ankreuzen, ausfüllen und per Fax an: +49 6172 / 925 81 57

Hiermit bestelle ich verbindlich folgende Artikel:

Artikel - Beschreibung	Größe	Inhalt	Artikel-Nr.	Preis	Bestellmenge
Open Tex® PTFE-Membran	25 x 17 mm	1 Stück	PT-01-2517	69,95 €* 69,95 €	
Open Tex® PTFE-Membran	30 x 24 mm	1 Stück	PT-01-3024	89,95 €* 89,95 €	
Open Tex® PTFE-Membran 5er Sparpaket	25 x 17 mm	5 Stück	PT-05-2517	289,00 €* 289,00 €	
Open Tex® PTFE-Membran 5er Sparpaket	30 x 24 mm	5 Stück	PT-05-3024	360,00 €* 360,00 €	

Schicken Sie mir bitte kostenlos ausführliches Informationsmaterial zum imperiOs Portfolio.

Praxis _____

Titel/Vor-/Nachname _____

Straße/Haus-Nr. _____

PLZ/Stadt _____

Telefon _____

Fax _____

Unterschrift _____

imperiOs GmbH

Hessenring 119-121

61348 Bad Homburg

Tel.: +49 6172/92 58 51

info@imperios.de

www.imperios-dental.de

Hotline: 0800 6646936**

**kostenlos aus dem deutschen Festnetz.

* Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 19% MwSt. und ggf. Versand.

Die Angebote sind gültig bis zum 31.12.2018.

Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Ab einem Bestellwert von 199,- €* erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.