

## ACTIVABONE Paste und Putty – das innovative, resorbierbare Knochenersatzmaterial

**Umseitig finden Sie eine Auswahl unseres Activabone-Sortiments mit Preisangaben, Spezifikationen sowie unser Bestellfax:** Einfach ausfüllen und an uns zurückfaxen!

### ACTIVABONE Paste – resorbierbar und direkt aus der Spritze



#### Activabone: pastöses, equines Knochenersatzmaterial kombiniert mit moduliertem Hydrogel EXUR

Die **Activabone Knochenpasten** verfügen über ein außergewöhnliches Gleichgewicht zwischen rheologischen und biologischen Eigenschaften, denn die durch den schonenden, enzymatischen Aufbereitungsprozess erhaltenen equinen Knochenersatzmaterialien sind mit dem innovativen, anpassbaren Viskositätspolymer-Hydrogel Exur verbunden. Das strukturelle Gitter dieser Hydrogele ist in der Lage, die dreidimensionale und konsistente Verteilung der Knochenpartikel in Defekten jeder Größe oder Form zu fördern. Die Hydrogele können die chemisch-physikalische Umgebung der extrazellulären Matrix (ECM) nachahmen und stellen nach dem Einbringen ein ideales Mikro-Milieu für die Zellproliferation und -differenzierung dar, die eine ausgezeichnete physikalische Integration in den Defekt gewährleisten. Durch seine Polymerisation sorgt Exur dafür, dass während des Prozesses keine Granulatdispersion auftritt – somit ermöglichen die **Activabone Knochenpasten** dank ihrer ausgezeichneten Produktkonsistenz ein perfektes Auffüllen einer Vielzahl an Knochendefekten.

Die **Activabone Paste** besteht aus feinen kortiko-spongiösen Partikeln und einem Viskoelastizitätspolymer-Hydrogel Exur, das als Träger dient. Die Handhabung des Produkts gestaltet sich sehr einfach und zeitsparend, denn das Material kann – ohne vorheriges Anmischen – direkt aus der Spritze in den

Knochendefekt appliziert werden. Somit bleibt die Sterilität des Produktes während des gesamten chirurgischen Eingriffs gewährleistet.

**Activabone Paste** aus der Spritze ist erhältlich zu 0,25 ml oder zu 0,5 ml!

#### Produkteigenschaften:

- vollständig resorbierbar
- formbar - pastös
- osteokonduktiv
- Zusammensetzung: partikuläres spongio / kortikales Material in Exur Hydrogel mit niedrigem Molekulargewicht
- Korngröße: 0,5 - 1,0 mm
- Haltbarkeit: 5 Jahre

#### Ideal für diese Indikationen:

- Auffüllen von Extraktionsalveolen/Socketpreservation
- Auffüllen von Defekten nach Zystektomien
- Auffüllen von größeren parodontalen und periimplantären Knochendefekten
- Sinusbodenelevation

▶ ▶ ▶ Preise und Bestellfax auf der Rückseite

## ACTIVABONE Putty – der praktische Kollagenkegel

**Activabone, equines Knochenersatzmaterial kombiniert mit natürlichem Kollagentyp I in Kegelform**

**Activabone Putty** ist ein formbarer, vollständig resorbierbarer Kollagenkegel (Grösse: 8x8 mm) mit eingebetteten Granulartikeln und Kollagenfasern Typ I. Der formbare Kollagenkegel aus reinem equinen Kollagen-Typ I fördert eine schnelle Anbindung der Blutplättchen sowie die Fibrinbildung und stimuliert die Bildung von Geflechtknochen, z.B. nach Zahnextraktionen.

Die Konsistenz des Kollagens ermöglicht eine ideale Anpassung an die Form des Knochendefektes z. Bsp. nach Zahnextraktionen. Nach der Implantation von **Activabone Putty** resorbiert das Kollagen gleichmäßig über mehrere Wochen und wird durch neuen vitalen Knochen ersetzt. Die Granulartikel verleihen dem Augmentat eine dreidimensionale, osteokonduktive Knochenstruktur, gewährleisten eine langfristige Volumenstabilität und verhindern eine zu schnelle Resorption der umliegenden Knochenstruktur nach Extraktionen. Das partikuläre Material wird über mehrere Monate langsam abgebaut und durch autologen Knochen ersetzt. Diese vorsorgliche, regenerative Behandlung der Zahnalveolen sorgt für stabile Knochenverhältnisse für anschließende Implantation bzw. Versorgung.



- Produkteigenschaften:**
- vollständig resorbierbar
  - Formbar und zuschneidbar
  - Biokompatibel
  - Korngrösse: 0,5 - 1,0 mm
  - Haltbarkeit: 5 Jahre

**Ideal für diese Indikationen:** Socketpreservation

Bestellfax

Lieferung ab 199,-\* Bestellwert  
**VERSANDKOSTENFREI**

Bitte ankreuzen, ausfüllen und per Fax an: +49 6172 / 925 81 57

Hiermit bestelle ich verbindlich folgendes Angebot:

Artikel - Beschreibung	Inhalt/Pack	Artikel-Nr.	Preis/Pack	Bestellmenge
ACTIVABONE® Paste in Spritze, Korngr.: 0,5-1,0 mm	1x 0,25 ml	AC-01-0525	49,50 €* 49,50 €	
ACTIVABONE® Paste in Spritze, Korngr.: 0,5-1,0 mm	1x 0,50 ml	AC-01-0550	69,50 €* 69,50 €	
ACTIVABONE® Putty, Kollagenkegel, im Glas, Korngr.: 0,5-1 mm, Gr.: 8x8 mm	0,50 cm <sup>3</sup>	AC-01-0808	78,50 €* 78,50 €	
ACTIVABONE® Putty, Kollagenkegel, im Glas, Korngr.: 0,5-1 mm, Gr.: 13x10 mm	1,0 cm <sup>3</sup>	AC-01-1310	119,50 €* 119,50 €	

Praxis \_\_\_\_\_

Titel/Vor-/Nachname \_\_\_\_\_

Straße/Haus-Nr. \_\_\_\_\_

PLZ/Stadt \_\_\_\_\_

Telefon \_\_\_\_\_

Fax \_\_\_\_\_

Unterschrift \_\_\_\_\_

**imperios GmbH**

Hessenring 119-121

61348 Bad Homburg

Tel.: +49 6172/92 58 51

info@imperios.de

www.imperios-dental.de

**Hotline: 0800 6646936\*\***

\*\*kostenlos aus dem deutschen Festnetz.

\* Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 19% MwSt. und ggf. Versand.  
Die Angebote sind gültig bis zum 31.12.2018. Die Angebote sind nicht mit anderen Gutscheinaktionen, Aktionsangeboten und Rabatten kombinierbar.  
Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Ab einem Bestellwert von 199,- €\* erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.