

PARASORB® – resorbierbare Kollagenschwämme und -kegel Made in Germany mit und ohne Antibiotikaschutz

PARASORB® Cone, PARASORB® Cone Genta, PARASORB® Fleece,
PARASORB® Fleece HD, PARASORB® Fleece Genta HD



PARASORB® sind resorbierbare Wundauflagen und -einlagen, die aus Kollagen equinen Ursprungs nach einem ganz besonderen Verfahren und nach strengsten Qualitätsanforderungen gefertigt werden. Dieses Verfahren benutzt die gleiche Biomatrix als Ausgangsmaterial, die in der Herstellung von Membranen zur Deckung von Defekten der Hirnhaut (Dura Mater) Verwendung findet und garantiert damit ein Produkt höchster Reinheit und hervorragender Biokompatibilität.



PARASORB® Cone und PARASORB® Fleece von RESORBA® werden zur Blutstillung nach Zahnextraktionen und intraoralen chirurgischen Eingriffen verwendet. Die Applikation von PARASORB® Cone und PARASORB® Fleece (mit und ohne antibiotischem Schutz) in die Defekthöhle, unterstützt die Stabilisierung des produzierten Blutgerinnsels und hilft, Blutungen an der Applikationsstelle schnell und sicher zu kontrollieren. Das hochkonzentrierte Kollagen PARASORB® Fleece HD eignet sich für größere Knochendefekte.

PARASORB® Cone Genta und PARASORB® Fleece Genta HD enthält Antibiotika.

▶▶▶ Indikationen, Preise und Verpackungseinheiten auf der Rückseite

Produkteigenschaften:

PARASORB® Cone und Cone Genta

- Material: equines Kollagen
- vollständig resorbierbar
- Form: konisch
- Größe: H: 16 mm / Ø: 12 mm
- sehr effektives hämostatisches Mittel
- einfache Handhabung
- vollständige Resorption nach ca. 2-4 Wochen
- steril verpackt
- Lagerung bei Raumtemperatur

PARASORB® Cone

- 1 Kollagenkegel enthält 22,4 mg native Kollagenfibrillen equinen Ursprungs

PARASORB® Cone Genta mit Antibiotikaschutz

- 1 Kollagen-Gentamicin-Kegel enthält 22,4 mg native Kollagenfibrillen equinen Ursprungs
- 16 mg Gentamicinsulfat, entspricht 8,8–11,44 mg Gentamicin

PARASORB® Fleece

- 1 cm² enthält 2,8 mg native Kollagenfibrillen equinen Ursprungs
- 18 x 36 mm

PARASORB® Fleece HD

- Hochkonzentriertes Kollagen für größere Knochendefekte
- 1 cm² enthält 5,6 mg native Kollagenfibrillen equinen Ursprungs
- 18 x 36 mm

PARASORB® Fleece Genta HD mit Antibiotikaschutz

- Hochkonzentriertes Kollagen für größere Knochendefekte
- 1 Kollagen-Gentamicin-Schwamm mit den Maßen 25 x 25 x 5 mm enthält 35 mg native Kollagenfibrillen equinen Ursprungs
- 25 mg Gentamicinsulfat, entspricht 13,82–17,88 mg Gentamicin



Hier gelangen Sie direkt zu **PARASORB®** im imperiOs-Webshop mit weiteren Produktinformationen, Preisen und Veröffentlichung des BDIZ mit Fallbeispiel („konkret – Journal für die Implantologische Praxis“, Fokus: Knochen- und Weichgewebsmanagement)



▲Abb. 1: Auffüllen Unterkiefer mit **PARASORB® Cone** Kollagenkegel nach Zahnextraktion



Hinweis:

PARASORB® Fleece wird bei unregelmäßigen Defekten empfohlen, kegelförmige **PARASORB® Cone** bei regelmäßigen runden Defektmorphologien.

PARASORB® Cone ist ein hochdichtes Kollagenprodukt.

PARASORB® Fleece HD wird empfohlen, wenn eine längere Resorptionszeit erforderlich ist und für größere Knochendefekte.

Indikationen:

PARASORB® Cone

- Behandlung einer Extraktionsalveole ohne Knochendefekt und ohne Anzeichen einer Infektion
- Hämostyptikum nach Zahnextraktionen oder anderen oralen Eingriffen

PARASORB® Cone Genta

- Behandlung einer Extraktionsalveole ohne Knochendefekt, jedoch mit offensichtlichen Anzeichen einer Infektion
- Prävention bei „Risikopatienten“ (Diabetiker, multimorbide oder immungeschwächte Patienten etc.)
- Behandlung des betroffenen Bereichs nach der Wund-ausschneidung
- Wurzelspitzenresektionen
- Zystektomien
- Hemisektionen
- Wurzelresektionen
- Entfernung impakterter Zähne

PARASORB® Fleece, PARASORB® Fleece HD, PARASORB® Fleece Genta HD

- Blutstillung nach Zahnextraktionen bzw. kieferchirurgischen Eingriffen
- Abdeckung von knöchernen Defekten
- Lokale Hämostase und Tamponade in sauberen, sauber kontaminierten und kontaminierten Wundhöhlen
- Zur Blutstillung nach Zahnextraktionen bzw. kieferchirurgischen Eingriffen mit hohem Infektionsrisiko empfehlen wir den Einsatz von **PARASORB® Fleece Genta HD**

Bestellformular

Lieferung ab 199,-* Bestellwert
VERSANDKOSTENFREI

Bitte ankreuzen, ausfüllen und per Fax (+49 6172/925 81 57), Hotline (0800 6646936) oder E-Mail (bestellung@imperios.de, z.B. Foto des ausgefüllten Formulars) bestellen:

Artikel - Beschreibung	Inhalt/Pack	Artikel-Nr.	Preis	Bestellmenge
PARASORB® Cone Kollagen-Kegel , Ø12 mm, Höhe: 16 mm, resorbierbar	10x Kegel	PA-10-1216	49,95 €* 49,95 €	
PARASORB® Cone Genta Kollagen-Kegel (mit antibiotischem Schutz), Ø12 mm, Höhe: 16 mm, resorbierbar	10x Kegel	PA-10-1216-G	129,95 €* 129,95 €	
PARASORB® Fleece Kollagenschwamm , 18 x 36 mm, resorbierbar	12x Schwamm	PA-12-1836	59,95 €* 59,95 €	
PARASORB® Fleece HD Kollagenschwamm (höher konzentriert), 18 x 36 mm, resorbierbar	12x Schwamm	PA-12-8002	89,95 €* 89,95 €	
PARASORB® Fleece Genta HD Kollagenschwamm (mit antibiotischem Schutz und höher konzentriert), 25 x 25 mm, resorbierbar	5x Schwamm	PA-05-2525-G	142,50 €* 142,50 €	

Hiermit bestelle ich verbindlich die in der Tabelle markierten Artikel:

Praxis _____

Praxisstempel:

Unterschrift _____



imperiOs GmbH
Hessenring 119-121
61348 Bad Homburg
Tel.: +49 6172/92 58 51

info@imperios.de
www.imperios-dental.de

Hotline: 0800 6646936**

**kostenlos aus dem deutschen Festnetz.

* Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 19% MwSt. und ggf. Versand.
Die Angebote sind gültig bis zum 31.12.2023. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Ab einem Bestellwert von 199,- €* erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands versandkostenfrei.