



Pins zur Membranfixierung

Umseitig finden Sie unser **Bestellformular mit Preisangaben**: Einfach ausfüllen und an uns zurückschicken!

LeadFIX®: Membranfixierung mit resorbierbaren Pins

Zur Sicherung der Barriere während der aktiven Heilungsphase ist es empfehlenswert, Membranen mit den resorbierbaren **LeadFIX®-Pins** dreidimensional zu stabilisieren und zu fixieren. Mikrobewegungen, die den Einheilvorgang hemmen und den Knochenumbauprozess sowie die Weichgewebsheilung negativ beeinflussen, werden so vermieden. Mit **LeadFIX®** steht Ihnen ein bioresorbierbares Augmentationssystem zur Fixierung von Membranen zur Verfügung. **LeadFIX®** ist ein biomechanischer Polylactid-Stift (Milchsäure-Polymere), der nach Vorbohrung in den kortikalen Knochen eingebracht wird.

Die Applikation des **LeadFIX®**-Augmentationssystems verhindert eine Relativbewegung zwischen Membran und umliegenden Knochen oder Membran und Mukoperiostlappen. Sie erzielen somit einen dichten Verschluss sowie einen faltenlos anliegenden Übergang zum Periost. Die Membran wird über mehrere Monate sicher fixiert.

Die **LeadFIX®-Pins** werden steril im Gläschen geliefert und sind Made in Germany.



Produkteigenschaften:

- Funktionsstabil für ca. 6–7 Monate
- kein Zweiteingriff notwendig, da vollständig resorbierbar
- unbedenkliche Resorption von Polylactid in klinischen Studien nachgewiesen
- Pinlänge: 3,55 mm
- Schaftdurchmesser: 0,9 mm
- Kopfdurchmesser: 2,5 mm
- Verpackungseinheit: 2 Pins im Gläschen pro Pack



Praktisch und wirtschaftlich: LeadFIX®-Pin-Instrumentarium und Starterset

Zum Einbringen der **LeadFIX®-Pins** in den kortikalen Knochen wird entsprechendes **Instrumentarium** benötigt: Die Kortikalis muss vor dem Einbringen der **LeadFIX®-Pins** mit dem **LeadFIX®-Vorbohrer** perforiert werden. Mit den Applikatoren (gerade oder gewinkelt erhältlich) lassen sich die Pins praktisch aus dem Spender entnehmen und applizieren, der Pin-Hammer unterstützt dabei die Pins sicher zu fixieren.

Bei imperiOs erhalten Sie exklusiv ein **LeadFIX®-Pin-Starterset** zum Vorteilspreis. Alle **Lead-FIX®-Instrumentarien** werden in Deutschland hergestellt und sind auch separat erhältlich.

Inhalt LeadFIX®-Pin-Starterset:

- **10x LeadFIX®-Pins** Verpackungseinheit: 5x 2 Pins im Gläschen, steril verpackt
- **1x LeadFIX®-Pin Applikator (gerade) mit Griff** zur Aufnahme und Applikation der Pins, unsteril verpackt
- **1x LeadFIX®-Pin Vorbohrer** unsteril verpackt
- **1x LeadFIX®-Pin Spender** unsteril verpackt
- **1x LeadFIX®-Pin Hammer** unsteril verpackt



Titan-Pins: Membranfixierung mit nicht resorbierbaren Pins



Eine nicht resorbierbare Alternative zur Fixierung und Sicherung der Membran stellen **Titan-Pins** dar. Diese bestehen aus Reintitan und werden vor allem zur Fixation von nicht resorbierbaren Membranen empfohlen. Die **Titan-Pins** werden unsteril geliefert.

Bei imperiOs erhalten Sie auch das passende Instrumentarium sowie ein **Titan-Pin-Komplettset** zum Vorteilspreis. Wie die Pins werden alle **Instrumentarien** in Deutschland hergestellt und sind auch separat erhältlich.

Eigenschaften:

- Titan-Pin aus Reintitan
- Pinlängen: 3,0 / 5,0 mm
- Ø Schaft: 1,0 mm
- Ø Kopf: 2,5 mm
- VE: 10x Pin pro Pack unsteril verpackt

Inhalt Titan-Pin-Komplettset:

- **10x Titan-Pins** 10x 3,0mm oder 10x 5,0 mm
- **1x Titan-Pin Applikator (gerade) mit Griff** zur Aufnahme und Applikation der Pins, unsteril verpackt
- **1x Ausdreheinstrument** zum Entfernen der Titan Pins, unsteril verpackt
- **1x Steri-Container/-Box** unsteril verpackt



Bestellformular

Lieferung ab 199,-* Bestellwert
VERSANDKOSTENFREI

Bitte ankreuzen, ausfüllen und bestellen:
Fax +49 6172/925 81 57, Hotline 0800 6646936 oder E-Mail
bestellung@imperios.de (Foto des ausgefüllten Formulars)

Artikel - Beschreibung	Inhalt/Pack	Artikel-Nr.	Preis/Pack	Bestellmenge
LeadFIX®-Pins (steril verpackt), Länge: 3,55 mm	2x Pin/Glas	LF-02-2535	48,50 €* 	
Vorbohrer - LeadFIX®-Pins, Ø= 0,9 mm	1 Vorbohrer	PI-01-2609	29,00 €* 	
LeadFIX®-Pin Applikator Kopf gerade ohne Griff, sterilisierbar	1 Applikator-Kopf	PI-01-0126	140,00 €* 	
LeadFIX®-Pin Applikator Kopf abgewinkelt ohne Griff, sterilisierbar	1 Applikator-Kopf	PI-01-0127	160,00 €* 	
LeadFIX®-Pin Applikator Griff , sterilisierbar	1 Applikator-Griff	PI-01-0128	49,00 €* 	
LeadFIX®-Pin Applikator, gerade & gewinkelt (Griff mit 2 Köpfen)	2x Pin-Applikator & Griff	PL-03-0129	349,00 €* 329,00 €* 	
Hammer (PTFE) zum Einbringen von Titan- bzw. LeadFIX®-Pins	1 Hammer	PI-01-0120	114,50 €* 	
Spender für LeadFIX®-Pins (für Pins und Vorbohrer, sterilisierbar)	1 Pin-Spender	PI-01-1885	89,00 €* 	
LeadFIX®-Pin-Starterset (Beschreibung siehe Vorderseite)	Set	LF-10-2535	664,00 €* 589,00 €* 	
LeadFIX®-Pin Sonde abgewinkelt, sterilisierbar	1 Sonde	PI-01-0117	149,00 €* 	
LeadFIX®-Pin Bohrschablone , sterilisierbar	1 Schablone	PI-01-0116	189,00 €* 	
LeadFIX® Kasette ohne Inhalt (B:18 cm/H:2,5 cm/T:16 cm), sterilisierbar	1 Pin-Kassette	PI-01-0113	299,00 €* 	
Titan Pins (unsteril verp.), Länge: 3,00 mm	10x Pin	TI-10-2530	114,50 €* 	
Titan Pins (unsteril verp.), Länge: 5,00 mm	10x Pin	TI-10-2550	114,50 €* 	
Titan-Pin Applikator Kopf gerade ohne Griff, sterilisierbar	1 Applikator-Kopf	TI-01-9547	49,00 €* 	
Titan-Pin Applikator Griffstück , sterilisierbar	1 Applikator-Griff	TI-01-9553	39,00 €* 	
Ausdreheinstrument für Titan-Pins , sterilisierbar	1 Ausdreheinstrument	TI-01-9549	39,00 €* 	
Steri-Container für Titan-Pins , sterilisierbar	1 Steri-Box	TI-01-2087	135,00 €* 	
Titan-Pin-Komplettset (Beschreibung siehe oben)	Set	TI-04-2025	376,50 €* 299,90 €* 	

Hiermit bestelle ich verbindlich die in der
Tabelle markierten Artikel:

Praxis _____

Praxisstempel:

Unterschrift _____

imperios

imperios GmbH
Goebenstraße 10-12
50672 Köln
Tel.: +49 6172/92 58 51

info@imperios.de
www.imperios.de

Hotline: 0800 6646936**

**kostenlos aus dem deutschen Festnetz.

* Alle Preise verstehen sich netto zzgl. 19% MwSt. und ggf. Versand. Die Angebote sind gültig bis zum 31.03.2026. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Ab einem Bestellwert von 199,- € erfolgt die Lieferung innerhalb Deutschlands versandkostenfrei. Aktuelle Preise entnehmen Sie immer dem Webshop. Bitte beachten Sie die jeweilige Gebrauchsanweisung zum Artikel. Dieser Produktflyer ersetzt diese nicht und dient lediglich der Vorabinformation.